



Diamond RO 逆滲透純水機

- 產能：D12671 6L/Hr
D12651 12L/Hr
D12661 24L/Hr
三種機型可供選擇
- 可選購 30L, 60L 或 100L 儲水桶作連線控制
- 特殊膜管保護系統(MPS)軟化水質以增長膜管壽命
- 具液位檢知功能，可使系統全自動操作
- 管線迴路為惰性材質避免水質污染
- 控制面板為數位式燈號顯示，可立即判斷主機使用狀況
- 控制面板可 3 米有線延伸方便遠距離操作



Diamond RO 及 30L 儲水桶



控制面板



逆滲透膜管



前處理過濾器



60L 儲水桶