


CL 40 慢速精密切割機



1. 馬達轉速: 0-420 rpm
2. 轉速調整方式: 旋鈕調整
3. 馬力: 40 W
4. 鑽石切割刀片直徑: 75mm – 125mm
5. 切割壓力: 0 – 400 g
6. 微調橫向進刀範圍: 0.01 – 25 mm
7. 冷卻液容量: 400 ml
8. 樣品夾具: V 形夾具
9. 切斷自動停機保護裝置
10. 鋁合金本體及不鏽鋼元件耐腐蝕
11. 外形尺寸: 290*390*400(H)mm
12. 機臺淨重: 18 kg
13. 電源: 110 V 單相