

CL50 精密鑽石切割機

一.規格:電源 1 ϕ -AC110V 或 220V-120W

1. 鑽石切割片可裝置 $\phi 3 \sim \phi 7''$, 孔徑 $\phi 12.7$
2. 當材料試片切斷, 馬達電源自動關閉.
3. 荷重式槓桿, 切割試片採同步平行荷重施力加壓法.
4. 採內鍵式設計, 可選擇切割厚度單位: 公制式英制.
5. 可抽取式切割液儲存槽, 防止材料試片切割掉落裝置.
6. 可變數 120W 馬達控制變速系統, 變速範圍: 0~2000RPM, 有效轉速 150~2000RPM, 轉速旋鈕調整.
7. 數位式薄膜觸控面板設計.
8. LCD 參數顯示: 切割轉速、切割厚度、切割長度(公/英制)單位選擇, 附加切割點 "歸零定位" 按鍵設計.
9. 可擴充大尺寸材料平板切割鋸台, 並可作切割角度調整: 間隔 1° , 共計 $\pm 90^\circ$.
10. 切割荷重壓力: 0~700g
11. 切割單位精密度顯示: LCD 數位直接顯示, 最小顯示精度: 0.01mm, 夾具橫移調整距離 40mm.
12. 護蓋安全設計: 切割中護蓋開啟, 立即自動斷電, 停止切割.
13. 磨刀石修整鋸片功能.
14. 精密橫向移動調整.
15. 機體外型及重量: 600x 520x 420mm(H), 42kgs.



二.標準配件:

1. 長型試片夾具一只(V 型夾具).
2. 切割鋸片夾盤一對.
3. 水性切削液壹公升.

選購配件: ① 不規則型試片夾具一只.

 ② 易碎型試片夾具一只.

 ③ 長圓型試片夾具一只.

 ④ 可擴充切割平台.

 ⑤ 鑽石切割片 $\phi 3'' \sim \phi 7''$.

 ⑥ 砝碼 50g、100g、200g.