

## 酵素反応・加水分解・恒温保持に 試料温度をより正確に制御

## アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス

### MG-3000・3100・3200型



MG-3000



MG-3100



MG-3200

アルミブロックは別売りです。

### 従来のアルミブロックの半分のサイズ 「ハーフブロック」をラインナップ

従来の「レギュラーブロック」と「ハーフブロック」は互換性があり、レギュラーブロック1個＝ハーフブロック2個の構成になります。  
種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。



**アルミブロック**  
使用容器径に合わせてアルミブロックの選定が必要です。0.5・1.5mLマイクロチューブ用、外径12・15・16.5・18・21・24・25・30mm試験管用のアルミブロックを搭載できます。※30mm試験管用はレギュラーのみです。

レギュラーブロック MGB型    ハーフブロック MGBH型

#### オプション

#### レギュラーブロック MGB型 (MG-3100・3200型用)

型 式	適 合 容 器	孔 数	孔の深さ (mm)	製品コード No.	価 格
MGB-0548	外径8mm (0.5mLマイクロチューブ用)	48	26	207570	¥28,000
MGB-1540	外径11mm (1.5mLマイクロチューブ用)	40	35	207580	¥28,000
MGB-1240	外径12mm試験管	40	60	207590	¥28,000
MGB-1524	外径15mm試験管	24	60	207600	¥28,000
MGB-1624	外径16.5mm試験管	24	65	207610	¥28,000
MGB-1822	外径18mm試験管	22	65	207620	¥28,000
MGB-2116	外径21mm試験管	16	65	207630	¥28,000
MGB-2412	外径24mm試験管	12	65	207640	¥28,000
MGB-2512	外径25mm試験管	12	65	207650	¥28,000
MGB-3008	外径30mm試験管	8	65	207660	¥28,000

#### ハーフブロック MGBH型 (MG-3000・3100・3200型用)

型 式	適 合 容 器	孔 数	孔の深さ (mm)	製品コード No.	価 格
MGBH-0524	外径8mm (0.5mLマイクロチューブ用)	24	26	273890	¥14,000
MGBH-1520	外径11mm (1.5mLマイクロチューブ用)	20	35	273920	¥14,000
MGBH-1220	外径12mm試験管	20	60	273900	¥14,000
MGBH-1512	外径15mm試験管	12	60	273910	¥14,000
MGBH-1612	外径16.5mm試験管	12	65	273930	¥14,000
MGBH-1811	外径18mm試験管	11	65	273940	¥14,000
MGBH-2108	外径21mm試験管	8	65	273950	¥14,000
MGBH-2406	外径24mm試験管	6	65	273960	¥14,000
MGBH-2506	外径25mm試験管	6	65	273970	¥14,000

#### 試料温度センサ

オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、制御(カスケードP.I.D制御)することができます。

- ・試験管用 **MG-SENS-TT型** 価 格 ¥19,800
- ・マイクロチューブ用 **MG-SENS-MT型** 価 格 ¥19,800

### 少数の検体向け、卓上型をラインナップ

少数の検体を卓上で手軽に温調できるハーフブロック専用のMG-3000型が新たに加わりました。

型 式	MG-3000	MG-3100	MG-3200
製品コード No.	273870	273860	273880
温度調節範囲	室温+5~200℃		
温度調節精度	±0.1~0.2℃		
アルミブロック設置数 (ブロックは別売り)	ハーフ1個	1:レギュラー1個 2:ハーフ2個	1:レギュラー2個 2:レギュラー1個+ハーフ2個 3:ハーフ4個
温度制御	P.I.D制御		
温度表示	デジタル液晶表示 (PV・SV同時表示)		
安全機能	アラーム機能 (上限温度警報、ループ異常、停電、オートチューニングエラー、センサ断線/短絡、周囲温度異常、メモリーエラー)、ヒューズ、独立過昇防止		
タイマ・プログラム機能	オートスタート、オートストップ・1パターン・8ステップ (最大)		
温度センサ	白金測温抵抗体 Pt100Ω		
外寸法 (mm)	137W×315D×125H	200W×315D×125H	260W×315D×125H
電源入力	1.5A、150VA	2.5A、250VA	4.5A、450VA
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
価格 (本体)	¥85,000	¥95,000	¥110,000

※ 室温20℃、定格電源電圧 (AC100V、50Hz)、アルミブロック MGB-1524型、試料なしでの値です。

※ ハーフブロックは従来機種 MG-2200・2300型でも使用できます。

東京理化学株式会社 <http://www.eyela.co.jp>

アイラ・カスタマーセンター ☎0120-076-554

札幌 Tel.011-709-8101  
仙台 Tel.022-227-3761  
那須 Tel.0287-62-6000

筑波 Tel.029-851-8241  
埼玉 Tel.048-722-3713  
千葉 Tel.043-275-0043

東京 Tel.03-6757-3388  
横浜 Tel.045-473-5477  
神奈川 Tel.0463-21-4321

静岡 Tel.054-267-1616  
名古屋 Tel.052-571-3171  
関西 Tel.06-6131-0905

広島 Tel.082-511-1531  
福岡 Tel.092-621-5870