

Mounting Press

1. 經濟實惠且經久耐用的鑲埋機器。
2. 電源總開關緊急停止鈕，操控安全方便。
3. 電熱1200瓦，升溫迅速。
4. 加熱及冷卻時間可自由調整可適用各種材質變化。
5. 機台桌上型設計美觀實用且不佔空間。
6. 成型、補壓、冷卻自動化操作方便符合大量檢驗之要求。



規格/機型	ML25A	ML32A	ML40A	ML25A-E3	ML32A-E3	ML40A-E3
鑲埋尺寸	φ 25mm	φ 32mm	φ 40mm	φ 25mm	φ 32mm	φ 40mm
驅動方式	全自動電動油壓式壓力自動補償					
鑲埋數量	1個/次			1~3個/次		
溫度控制	0~399℃					
冷卻時間控制	1~30 min					
加熱時間控制	1~60 min					
電熱	1200W			1600W		
機台型式	桌上型					
機台尺寸	600×600×670(H)mm					
重量	70KG			72kg		
冷卻裝置	電磁閥自動外接水循環冷卻					
電源	AC220V 1φ					
標準附件	脫模劑：1罐 成型粉：1公斤 湯匙：1個 漏斗：1個 接頭：2個 小管夾：6個 濾水器：1組 樣品夾：1支 固定片：1片 水管2M：2條 水管0.5M：1條					
選購配件	a.內部水泵浦自動循環		a.內部水泵浦自動循環 b.成型φ 30mm模組		a.內部水泵浦自動循環 b.成型φ 30mm模組	
特殊鑲埋尺寸可訂製						