

Mounting Press

《LCD螢幕顯示，模組設定記憶功能》

雙主軸液晶

1. 經濟實惠且經久耐用的鑲埋機器。
2. 電源總開關緊急停止鈕，操控安全方便。
3. 電熱加熱，升溫迅速。
4. 加熱及冷卻時間可自由調整可適用各種材質變化。
5. 機台桌上型設計美觀實用且不佔空間。
6. 成型、補壓、冷卻自動化操作方便符合大量檢驗之要求。
7. LCD顯示，可設定壓力、溫度及時間。
8. 左右主軸可分別設定不同的參數，操作方便。



規格/機型	ML25A-L2	ML32A-L2	ML40A-L2	ML25A-L2-E3	ML32A-L2-E3	ML40A-L2-E3
鑲埋尺寸	φ 25mm	φ 32mm	φ 40mm	φ 25mm	φ 32mm	φ 40mm
驅動方式	全自動電動油壓式壓力自動補償					
鑲埋數量	1個/次 x 2			1~3個/次 x 2		
溫度控制	0~399℃					
冷卻時間控制	1~30 min					
加熱時間控制	1~60 min					
電熱	2400W			3200W		
壓力	Max.230kg/cm ²					
加熱時間	3600sec(60分)					
冷卻時間	900sec(15分)					
模組設定 (記憶功能)	0~99組模組設定（每組皆可設定壓力、加熱溫度、加熱時間及冷卻時間）					
機台型式	桌上型					
機台尺寸	600×840×700(H)mm					
重量	106kg			110kg		
冷卻裝置	電磁閥自動外接水循環冷卻					
電源	AC220V 1 φ					
標準附件	脫模劑：1罐 接頭：2個 固定片：1片 成型粉：1公斤 小管夾：6個 水管2M：2條 湯匙：1個 濾水器：1組 水管0.5M：1條 漏斗：1個 樣品夾：1支					
選購配件	a.內部水泵浦自動循環		a.內部水泵浦自動循環 b.成型φ 30mm 模組		a.內部水泵浦自動循環 b.成型φ 30mm 模組	
特殊鑲埋尺寸可訂製						

Mounting Press

《LCD螢幕顯示，模組設定記憶功能》

液晶式

1. 經濟實惠且經久耐用的鑲埋機器。
2. 電源總開關緊急停止鈕，操控安全方便。
3. 電熱加熱，升溫迅速。
4. 加熱及冷卻時間可自由調整可適用各種材質變化。
5. 機台桌上型設計美觀實用且不佔空間。
6. 成型、補壓、冷卻自動化操作方便符合大量檢驗之要求。
7. LCD顯示，可設定壓力、溫度及時間。



規格/機型	ML25A-L1	ML32A-L1	ML40A-L1	ML25A-L1-E3	ML32A-L1-E3	ML40A-L1-E3
鑲埋尺寸	φ 25mm	φ 32mm	φ 40mm	φ 25mm	φ 32mm	φ 40mm
驅動方式	全自動電動油壓式壓力自動補償					
鑲埋數量	1個/次			1~3個/次		
溫度控制	0~399℃					
冷卻時間控制	1~30 min					
加熱時間控制	1~60 min					
電熱	1200W			1600W		
壓力	Max.230kg/cm ²					
加熱時間	3600sec(60分)					
冷卻時間	900sec(15分)					
模組設定 (記憶功能)	0~99組模組設定（每組皆可設定壓力、加熱溫度、加熱時間及冷卻時間）					
機台型式	桌上型					
機台尺寸	600×600×670(H)mm					
重量	70kg			720kg		
冷卻裝置	電磁閥自動外接水循環冷卻					
電源	AC220V 1φ					
標準附件	脫模劑：1罐 成型粉：1公斤 湯匙：1個 漏斗：1個 樣品夾：1支 大管夾：4個 小管夾：2個 濾水器：1組 水管2M：2條 水管0.5M：1條					
選購配件	a.內部水泵浦自動循環		a.內部水泵浦自動循環 b.成型φ 30mm 模組		a.內部水泵浦自動循環 b.成型φ 30mm 模組	
特殊鑲埋尺寸可訂製						