

真空鑲埋機

MODEL: MV02

1. 最大真空度 650mm-Hg
2. 流量=60 L/min
3. 功率:400W
4. 電壓:AC110V
5. 重量:約 15 kg(不含幫浦重量)
6. 真空室(範圍): ϕ 200x160(H)mm
7. 外型尺寸:400x460x400(H)mm
8. 機台型式:桌上型
9. 上蓋:強力透明耐力 PC 板+鋁合金
10. 檯身:粉體烤漆
11. 真空室主體:US304+鋁合金
12. 幫浦:外置式

