

恆溫恆濕箱

Temp. Humidity Testing Chambers

KCL-2000A (左右開門)


KCL-2000W (大型視窗)

-15 ~ 85 °C 、 25 ~ 98%RH



KCL-2000W

KCL-2000A



過熱防止器



Alarm 表示




水位表示


型號	KCL-2000A	KCL-200W
對流方式	強制對流	
溫度範圍/精度	-15 ~ 85 °C, ±0.5 °C	
觀察窗	—	四層玻璃窗
濕度調節範圍	25 ~ 98% RH	
濕度調節精度	±3% RH	
控制方式	微電腦, PID 控制	
內部尺寸 ; 容量	500W x 400D x 700H (mm), 140 L	
內部尺寸 (mm)	600W x 751D x 1695H	
棚板數	2個	
重量	約 145kg	約 153kg
電源	15A, 1.5kVA, AC100V, 50/60Hz	




抗菌材質及配管



程控圖形介面



溫度、濕度設定及累積時間顯示



維護模式