


高速多功能振盪機

Mixer


CM-1000

DNA、RNA抽出，試藥溶解、混合，ELISA實驗用




静止時

攪拌時



操作部



CM-R1.5 1.5ml x 24



CM-R0.5 0.5ml x 24



CM-RV vortex



CM-R15 15ml x 12




CM-RP microplate x 2



CM-RD deepwell x 2

型號	CM-1000
振盪方式 / 振幅	回旋：3 mm
振盪速度	300 ~ 2500 rpm
	50 mL 離心管：300 ~ 1500 rpm
	15 mL 離心管：300 ~ 1800 rpm
	0.5/1.5 mL 離心管：300 ~ 1800 rpm
	microplate：300 ~ 1200 rpm
	vortex：300 ~ 2500 rpm
	deepwell rack：300 ~ 1800 rpm
Timer	30分
重量	1kg
外部尺寸 (mm)	160W x 170D x 155H (不含 Rack)



有 7 種配件讓您選擇

* 隨機付 3 色 frame，漂亮您的 Lab