


# 經濟型有機合成裝置

Economic Organic Synthesizer

## Zodiac CCX-3200

- 具8個反應槽可進行6種不同合成反應
- 提供加熱、攪拌、還流、通氣、脫氣、無水及高壓之多種變化
- 強力加熱Max. 280℃ (50 ~ 60 mL : 約 200℃)
- 適合  $\phi 12 \sim \phi 34$  之各式反應容器
- 只需更換 Adapter 就可進行不同實驗
- 可合成 0.5 ~ 60 mL 樣品 1 ~ 32 支



CCX-3200



除水及聚合反應  
7/12/30/60 mL x 8




冷卻還流反應  
7/12/30/60 mL x 8




脫氣反應  
4/10 mL x 8



無水無氧反應  
7/12 mL x 8



多檢體平行反應  
2 mL x 32



高壓觸媒反應  
14 mL x 4