


# 中大型真空旋轉濃縮機

Rotary Evaporators



10L


N-3000

N-3000d

## N-3000

### N-3000d 防爆型


- 高效能回收、附真空控制
- 最高溫 180℃、水油兼用
- N-3000d 採 Air motor 驅動、蒸氣加熱方式、防爆設計
- 溫度調節範圍：  
室溫+10 ~ 180℃ (N-3000型)  
室溫+10 ~ 80℃ (N-3000d型)



控制面板



Air motor 驅動



one touch clamp 固定、拆卸容易



易回收 drain valve



20L

## N-21NS

- 蒸發能力：5 L/h
- 溫度調節範圍：室溫+5 ~ 80℃ ± 1 ~ 2℃
- 配備 20L 樣品瓶
- 具分離式操作盤，可分開放置
- 外部尺寸：1300W x 590D x 2090H mm
- 約 200kg



50L

## N-51d

- 蒸發能力：8 L/h
- 溫度調節範圍：室溫+5 ~ 80℃ ± 2℃
- 配備 50L 樣品瓶
- 為防爆型
- 外部尺寸：1550W x 823D x 2300H mm
- 約 280kg



100L

## N-101B

- 蒸發能力：12 L/h
- 溫度調節範圍：室溫+5 ~ 170℃ ± 5℃
- 配備 100L 樣品瓶
- 大量濃縮用
- 外部尺寸 1700W x 850D x 2620H mm
- 約 330kg