


TDH 系列

數位型 超音波洗淨器



Degas and Autodegas

- 清洗功率可調，7段選擇，最高可達140%。
- 採用40KHz強力震元，洗淨力超強。
- 不鏽鋼內外槽、堅固耐用。
- 具Degas、Timer、Heating功能。



型式	槽體容積 (L)	槽體尺寸 W x D x H (mm)	頻率 (kHz)	功率可調 (20%-140%)	Degas 功能	加熱裝置	定時裝置	排水裝置
T490DH	2.75	240 x 137 x 100	40	Yes	Yes	Yes	Yes	No
T760DH	12.75	300 x 240 x 200	40	Yes	Yes	Yes	Yes	3/8"
T910DH	28	505 x 300 x 200	40	Yes	Yes	Yes	Yes	3/8"

台灣總代理



尚偉股份有限公司

• 台北：02-2771-8337 • 新竹：03-552-5300
• 台中：04-2206-1113 • 高雄：07-555-2355

<http://www.sun-way.com.tw>



尚上儀器股份有限公司

• 台北：02-2771-2196 • 台中：04-2201-8479
• 高雄：07-553-6966