

プログラム、自己診断機能搭載

送風定温乾燥器 ウィンディオープン

Forced Air Flow Oven WFO-451SD・601SD・1001SD型



WFO-451SD

WFO-601SD

WFO-1001SD

■操作部



プログラム・自己診断機能を搭載の高機能SD型

- 最高8ステップまで設定できるプログラム機能を7パターン内蔵しています。オートスタート・ストップ機能はもちろん、繰返し運転やステップ運転、温度勾配など、自由にプログラム運転ができます。
- 長時間の停電や電源を切っても、設定データは記憶されています。
- 標準温度計などで実測した庫内温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
- 温度調節器とは独立した過昇防止器(設定範囲50～300℃)を搭載しています。
- 温度記録計出力端子付き、RS-232C通信タイプも製作します。(P.90のオプションの項をご参照ください)

POINT

バリデーションを支援

温度補正機能とオプション対応の温度記録計出力端子付きタイプ、RS-232C通信タイプで、バリデーションを支援します。

製品名		送風定温乾燥器 (ウィンディオープン)		
型 式		WFO-451SD	WFO-601SD	WFO-1001SD
製品コード No.		181490	181500	181510
対 流 方 法		強制対流方式		
性 能		40～200℃・±1℃		
温度調節範囲・精度		±4/±11℃(at 100/200℃)		
温度分布精度		±6/±14℃(at 100/200℃)		
温度到達時間		70～80分		
機 能		オートチューニング機能付マイコンP.I.D制御・シートキー入力・デジタル表示		
プログラム		オートスタート・ストップ、繰返し運転、ステップ運転、最高8ステップ、温度勾配10セグメント		
安全機能		自己診断機能(設定値ミスアラーム、ヒータ断線アラーム、停電アラーム、上・下限温度アラーム、温度勾配アラーム、センサアラーム、オーバーヒートアラーム、ドアアラーム)、漏電・過電流ブレーカ、独立過昇防止器		
ヒ ー タ		ステンレスシースヒータ 1.2kW	ステンレスシースヒータ 1.35kW	ステンレスシースヒータ 2.2kW
規 格		450W×450D×400H・81L	600W×500D×500H・150L	600W×500D×1000H・300L
庫内寸法(mm)・庫内容量		等分布耐荷重15kg/枚 付属枚数2枚	等分布耐荷重15kg/枚 付属枚数3枚	等分布耐荷重15kg/枚 付属枚数5枚
棚 板		30mm・12段	30mm・15段	30mm・30段
棚 ピ ッ チ ・ 段 数		180W×300H(二重ガラス)		
観 察 窓 (mm)		SUS 430J1L		
内 装		天面2箇所 φ37mm		
排 気 口		右側面1箇所 φ37mm		
ケ ー ブ ル 口		5～35℃		
使用周囲温度範囲		550(577)W×560(625)D×820H・約58kg	700(727)W×610(675)D×920H・約82kg	700(727)W×660(725)D×1616H・約105kg
外 寸 法 (mm) ・ 質 量		13A、1.3kVA	14.5A、1.45kVA	11.5A、2.3kVA
電 源 入 力		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 単相50/60Hz
定 格 電 源				

※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷、排気口が閉じている時の値です。電源プラグは付属していません。

※()内の寸法は突起物を含みます。運賃等が必要です。別途見積りいたします。